



**Biolife**

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -  
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -  
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

## **EGG YOLK TELLURITE EMULSION 20%**

**REF 423701**

**100 mL**

Liquid supplement for the differentiation of *Staphylococcus aureus* / Supplemento liquido per la differenziazione di *Staphylococcus aureus* / Supplément liquide pour la différenciation de *Staphylococcus aureus* / Lösung zur Identifizierung von *Staphylococcus aureus* / Suplemento para la diferenciación de *Staphylococcus aureus* / Supplement i lösning för differentiering *Staphylococcus aureus* / Suplemento liquido para diferenciação de *Staphylococcus aureus* / Υγρό συμπλήρωμα για διαφοροποίηση *Staphylococcus aureus*


### **CONTENTS/CONTENUTO/PRESENTATION/PACKUNGSINHALT/CONTENIDO/ INNEHÅLL /CONTEÚDO/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1 BOTTLE : 100 ML / 1 FLACONE : 100 ML / 1 FLACON : 100 ML / 1 RÖHRCHEN : 100 ML / 1 VIAL: 100 ML / 1 AMPULLENS, : 100 ML / 1 FRASCO : 100 ML / 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ : 100 ML

### **VIAL CONTENTS / CONTENUTO DEL FLACONE /COMPOSITION PAR FLACON / ZUSAMMENSETZUNG JE RÖHRCHEN / CONTENIDO POR VIAL / AMPULLENS INNEHÅLL / CONTEÚDO DO FRASCO / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ**

Egg yolk 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0,75 g, distilled water 80 mL.  
Emulsione di tuorlo d'uova 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, acqua distillata 80 mL.  
Émulsion de jaunes d'oeufs 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, eau distillée 80 mL.  
Eigelb- Emulsionen 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, destillierten Wasser 80 mL  
Emulsión de yema de huevo 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, agua destilada 80 mL.  
Ägg Gule Lösning 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, destillerat vatten 80 mL.  
Emulsão de gema de ovo fresca 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, água destilada 80 mL.  
Φρέσκος κρόκος αυγού 20 mL, K<sub>2</sub>TeO<sub>3</sub> 0.21 g, NaCl 0.75 g, αποσταγμένο νερό 80 mL.

### **DIRECTIONS / ISTRUZIONI / PRÉPARATION / ZUBEREITUNG / INSTRUCCIONES /INSTRUKTIONER / INSTRUCÕES / ΟΔΗΓΙΕΣ.**





# Biolife

**DIRECTIONS - ISTRUZIONI - PRÉPARATION -  
GEBRAUCHSANWEISUNG - INSTRUCCIONES -  
INSTRUKTIONER - INSTRUCÕES - ΟΔΗΓΙΕΣ**

**STORAGE / CONSERVAZIONE / CONSERVATION / LAGERUNG / CONSERVACIÓN / LAGRING / CONSERVAÇÃO / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Store at 2-8° - When stored as directed the supplement remains stable until the expiry date shown on the label. Do not use beyond stated expiry date. / Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza. / Conserver à 2-8°C, selon les conditions de conservation indiquées, le produit est stable jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'étiquette. Ne pas utiliser après la date d'expiration. / Lagerung: 2-8°C. Das Supplement ist bei vorschriftsmäßiger Lagerung bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar. Verfalldatum beachten. / Conservar entre 2-8°C. Estable bajo estas condiciones, hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta. No utilizar si ha caducado. / Lagras i 2-8°C. Om lagring sker korrekt håller sig supplement hela tiden fram till utgångs datumet som står antecknat på etiketten. Använd ej produkten efter utgångs datum. / Armazenar a 2-8°C. Quando armazenado nestas condições, o suplemento permanece estável até a data de expiração indicada no rótulo. Não utilizar após a data do vencimento. / Φυλάξτε στους 2-8°C. Όταν φυλάσσεται σύμφωνα με τις οδηγίες, το συμπλήρωμα παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που φαίνεται στην ετικέτα. Μην χρησιμοποιείτε πέραν της αναφερομένης ημερομηνίας λήξεως.

**PRECAUTIONS / PRECAUZIONI / PRÉCAUTIONS / VORSICHTSMABNAHMEN / PRECAUCIONES / SÄKERHETSFÖRESKRIFTER  
PRECAUÇÕES / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

The supplement should be used only by adequately trained personnel with knowledge of microbiological techniques in the laboratory. / Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base. / Ce produit ne doit être utilisé qu'en laboratoire par des personnels formés aux techniques de microbiologie. / Nur entsprechend ausgebildete Personen mit Kenntnissen in mikrobiologischen Methoden dürfen dieses Produkt nutzen. / El suplemento debería ser sólo usado por personal adecuadamente cualificado con conocimientos de las técnicas microbiológicas en laboratorios. / Supplementet skall endast hanteras av behörig personal med kunskap om mikrobiologiska laboratortekniker. O suplemento deve ser utilizado somente no laboratório por pessoas adequadamente treinadas e com conhecimento em técnicas microbiológicas. / Το συμπλήρωμα πρέπει να χρησιμοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των μικροβιολογικών τεχνικών στο εργαστήριο.

**WARNING / ATTENZIONE / ATTENTION / ACHTUNG / ATENCION / VARNING / ATENÇÃO / ΠΡΟΣΟΧΗ**

Separation may occur on storage. This occurrence is a normal one and doesn't affect the quality of the product. Mix well before the use. / Durante la conservazione del prodotto si può osservare una separazione delle fasi. Questo fenomeno è da considerarsi normale e non pregiudica la qualità del prodotto. Mescolare prima dell'uso. / L'émulsion de jaunes d'oeufs peut ne pas rester homogène pendant le stockage. Ceci n'affecte pas la qualité du produit. / Bei Lagerung von Eigelb - Emulsionen kann Trennung auftreten. Dies ist normal und beeinträchtigt die Qualität des Produktes in keiner Weise. / Durante el almacenamiento puede separarse la emulsión de yema de huevo. Esta situación es normal y no afecta la calidad del producto en modo alguno. / Durante a conservação do produto poder-se-á observar que a emulsão de gema de ovo não permaneça homogênea. Este fenômeno é considerado normal e não prejudica a qualidade do produto. Misturar antes de usar. / Separation av produkt kan förekomma under lagring, vilket är normalt och påverkar inte kvaliteten på produkten. Skaka produkten väl före användning. / Μπορεί να εμφανισθεί διαχωρισμός κατά την αποθήκευση. Το γεγονός αυτό είναι φυσιολογικό και δεν έχει επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση.