

## GLYCEROL

**IMPIEGO PREVISTO**

Supplemento per i terreni per l'isolamento di *Pseudomonas* spp.

**CONTENUTO DEL FLACONE**

Glicerina..... 100 ml

**PREPARAZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso.

**METODO D'IMPIEGO**

La glicerina deve essere aggiunta, prima della sterilizzazione in autoclave, ai seguenti terreni di coltura:

Pseudomonas Agar Base (401960) 10 g/l

Pseudomonas Selective Agar (401963) 10 g/l

Pseudomonas Selective Broth (401964) 10 g/l

Pseudomonas Agar F (401961) 10 g/l

Pseudomonas Agar p (401962) 10 g/l

Si rimanda alle schede tecniche dei terreni in polvere per le modalità di preparazione e di impiego.

**CONSERVAZIONE E VALIDITA'**

Conservare a 10-30°C.

**PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI**

Il preparato qui descritto non è classificato pericoloso ai sensi della legislazione vigente. Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

**CONFEZIONE**

**421015**                      **Glycerol**                      **flacone da 100 ml**