

BRILLIANT GREEN 0.1% SOLUTION

IMPIEGO PREVISTO

Soluzione pronta all'uso da impiegare come supplemento per i terreni d'arricchimento per *Salmonella*.

CONTENUTO DEL FLACONE

Verde brillante.....50 mg
Acqua distillata50 ml

PREPARAZIONE

La soluzione di verde brillante 0.1% è pronta per l'uso.

METODO D'IMPIEGO

La soluzione di verde brillante 0.1% è impiegata quale supplemento per i brodi d'arricchimento di *Salmonella*. Aggiungere 9.5 ml di soluzione a 1000 ml di Mueller Kauffmann Tetrathionate Broth (401743) e 10 ml a 1000 ml di Tetrathionate Broth Base (402125). Per una descrizione dettagliata dei metodi d'impiego riferirsi alle schede tecniche dei due terreni in polvere.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 12 mesi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente. Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

421505 **Brilliant Green 0,1% Solution,**
 flacone da 50 ml