

LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento selettivo per l'isolamento di *Legionella* spp.

CONTENUTO DEL FLACONE (per 500 mL)

Glicina	1,5 g
Vancomicina	0,5 mg
Polimixina B	40000 UI
Cicloeximide	40,0 mg

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL TERRENO DI BASE

Sciogliere 12,5 g di Legionella BCYE Agar Base (cod. 401582) in 450 mL di acqua distillata fredda. Portare delicatamente ad ebollizione sotto agitazione fino a dissoluzione completa del terreno. Autoclavare a 121 °C quindi raffreddare a 45-50 °C .

PREPARAZIONE DEL SUPPLEMENTO LEGIONELLA GVPC SELECTIVE SUPPLEMENT

Ricostituire il contenuto del flacone con 10 mL d'acqua distillata sterile con le precauzioni dell'asepsi. Mescolare delicatamente per sciogliere. Aggiungere sterilmente a 500 mL di Legionella BCYE Agar Base (REF 401581) autoclavato e raffreddato a 50 °C, preparato con l'aggiunta di 50 mL del supplemento di crescita Legionella BCYE Growth Supplement (REF 423210). Mantenendo il terreno sotto agitazione, distribuire in piastre Petri sterili.

Il terreno appare omogeneamente opaco e di colore nero. Il pH del terreno così preparato deve essere $6,9 \pm 0,1$

METODO D'IMPIEGO

Per una completa descrizione dei metodi d'impiego dei terreni per l'isolamento di *Legionella* si rimanda alla scheda tecnica del terreno in polvere Legionella BCYE Agar Base (401582)

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8 °C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Legionella GVPC Selective Supplement contiene cicloeximide ed è classificato come T (tossico) ai sensi della legislazione vigente. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'impiego.

Il prodotto qui descritto è per uso diagnostico *in vitro* e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le piastre dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONI

423215 Legionella GVPC Selective Supplement

4 fiale ciascuna per 500 mL di terreno

CODICE CND W0104010104

