

KARMALI ANTIMICROBIC SUPPLEMENT

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento selettivo per l'isolamento di *Campylobacter spp.*

CONTENUTO DELLE FIALE

Vancomicina.....10 mg

Cefoperazone.....16 mg

PREPARAZIONE

Sciogliere il contenuto della fiala con 5 ml di acqua distillata sterile con le precauzioni dell'asepsi. Aggiungere a 500 ml di *Campylobacter Blood Free Medium Base Karmali* (cod. 401283) autoclavato e raffreddato a 50 ° C. Mescolare e distribuire in piastre sterili.

METODO D'IMPIEGO

Aggiunto al terreno *Campylobacter Blood Free Medium Base Karmali*, il supplemento selettivo è indicato per l'isolamento di *C.jejuni*, *C. coli*, *C. lari* dalle feci e da altri campioni.

Per una completa descrizione dell'argomento si rimanda alla scheda tecnica del terreno *Campylobacter Blood Free Medium Base Karmali* (401283)

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 18 mesi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto è classificato Xn (nocivo) ai sensi della legislazione vigente; consultare la scheda di sicurezza, prima dell'uso.

Il prodotto qui descritto è un diagnostico *in vitro* per uso professionale e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

4240035

**Karmali Antimicrobial Supplement,
10 fiale liofile, ciascuna per 500 ml di terreno
CODICE CND W0104010104**

