

KANAMYCIN SELECTIVE SUPPLEMENT

IMPIEGO PREVISTO

Supplemento selettivo liofilo per l'isolamento degli enterococchi.

CONTENUTO DELLA FIALA

Kanamicina monosolfato..... 10 mg

PREPARAZIONE

Sciogliere il contenuto di una fiala con 5 ml di acqua distillata sterile, usando le precauzioni dell'asepsi. Aggiungere a 500 ml di Kanamycin Aesculin Azide Agar Base (codice 401552) autoclavato e raffreddato a 50 °C.

METODO D'IMPIEGO

Il supplemento con kanamicina, addizionato al terreno Kanamycin Aesculin Azide Agar Base è indicato per l'isolamento ed il conteggio degli enterococchi.

Per una completa descrizione del metodo d'impiego del terreno completo si rimanda alla scheda tecnica di Kanamycin Aesculin Azide Agar Base.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 2-8 °C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 24 mesi.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato contiene kanamicina ed è classificato come T (tossico) ai sensi della legislazione vigente; consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Il prodotto qui descritto è per uso professionale e deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo il loro uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

**4240055 Kanamycin Selective Supplement,
10 fiale liofile, ciascuna per 500 ml di terreno**