

**BLOOD AGAR SHEEP N°2****Piastre pronte all'uso****DESTINAZIONE D'USO**

Terreno non selettivo con sangue di montone per uso generale, con elevato potere nutritivo e per la determinazione dell'attività emolitica dei batteri.

FORMULA TIPICA*

Peptone	15.0
Estratto di fegato	2.5
Estratto di lievito	5.0
Sodio cloruro	5.0
Agar	13.0
Sangue defibrinato di montone	50 mL
Acqua purificata	1000 ml

DESCRIZIONE E PRINCIPIO DEL METODO

Le piastre pronte all'uso di Blood Agar Sheep N°2 sono preparate con un terreno di base contenente peptoni ad elevata fertilità, favorendo la crescita anche dei microrganismi patogeni.

La formulazione del terreno di base e l'impiego di sangue di montone standardizzato e di elevata qualità consentono di ottenere zone emolitiche accurate ed al tempo stesso un aumento del diametro delle colonie.

Le piastre pronte all'uso di Blood Agar Sheep n°2 devono essere seminate ed incubate in accordo alle procedure standard di laboratorio.

CARATTERISTICHE DEL TERRENO IN PIASTRA

Aspetto: terreno opaco di colore rosso-sangue intenso.

pH finale a 25 °C: $7,4 \pm 0,2$

MATERIALI FORNITI

Piastre pronte all'uso di Blood Agar Sheep n°2

MATERIALI NON FORNITI

Anse da microbiologia, reagenti e terreni di coltura accessori, materiali per la generazione dell'atmosfera di incubazione controllata, termostato e strumentazione di laboratorio.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente né contiene sostanze pericolose in concentrazioni $\geq 1\%$. Il terreno in piastra qui descritto è destinato ad uso professionale e deve essere usato in laboratorio da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare le piastre dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

I Certificati d'Analisi e la Scheda di Sicurezza del prodotto sono disponibili sul sito www.biolifeitaliana.it

CONSERVAZIONE E VALIDITÀ

Conservare nella confezione originale a 2-8°C al riparo della luce. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni evidenti di deterioramento. Validità dalla data di produzione: 80 giorni.

CONFEZIONE**541156****BLOOD AGAR SHEEP N°2,**2 x 10 piastre \varnothing 90 mm, confezionate in film plastico / scatola di cartone

Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza 272, Milano, Italia.