

TWEEN® 80

Polisorbato 80

IMPIEGO PREVISTO

Emulsionante da impiegare quale additivo dei terreni di coltura.

CONTENUTO DEL FLACONE

Polisorbato 80, USP..... 100 ml

PREPARAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso.

METODO D'IMPIEGO

Il Tween® 80 è un emulsionante che deve essere aggiunto ai seguenti terreni di coltura

Lethen Broth AOAC, 5 g/l

Rogosa Bios Agar 1g/l

Rogosa Bios Broth 1g/l

Il Tween® 80, diminuisce la tensione superficiale all'interfaccia batterio-liquido di coltura, permettendo una più rapida penetrazione dei composti nutritivi nella cellula e incrementando così il tasso di crescita.

Può essere aggiunto ai terreni di coltura prima della sterilizzazione in autoclave. Si rimanda alle schede tecniche dei terreni in polvere per le modalità di preparazione e di impiego.

CONSERVAZIONE E VALIDITA'

Conservare a 10-30°C. In queste condizioni il prodotto è valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni di deterioramento.

PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Il preparato qui descritto non è classificato pericoloso ai sensi della legislazione vigente. Il prodotto qui descritto deve essere usato in laboratorio, da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni. Sterilizzare i materiali inoculati dopo l'uso e prima dell'eliminazione come rifiuto.

CONFEZIONE

42120502 Tween® 80,
flacone da 100 ml